


# Tabela dozowania



## TASKI<sup>®</sup> Sprint Degerm



**Preparat do dezynfekcji i mycia  
wszystkich zmywalnych dużych powierzchni  
oraz różnego rodzaju wyposażenia.**

STĘŻENIE	0,5%	2%	2%	3%
CZAS	15 min.	5 min.	30 min.	15 min.
SPEKTRUM	B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota)	A. brasiliensis	Adeno	Noro
<b>1 litr</b> wody	<b>5 ml</b> koncentratu	<b>20 ml</b> koncentratu	<b>20 ml</b> koncentratu	<b>30 ml</b> koncentratu
<b>2 litry</b> wody	<b>10 ml</b> koncentratu	<b>40 ml</b> koncentratu	<b>40 ml</b> koncentratu	<b>60 ml</b> koncentratu
<b>3 litry</b> wody	<b>15 ml</b> koncentratu	<b>60 ml</b> koncentratu	<b>60 ml</b> koncentratu	<b>90 ml</b> koncentratu
<b>4 litry</b> wody	<b>20 ml</b> koncentratu	<b>80 ml</b> koncentratu	<b>80 ml</b> koncentratu	<b>120 ml</b> koncentratu
<b>5 litrów</b> wody	<b>25 ml</b> koncentratu	<b>100 ml</b> koncentratu	<b>100 ml</b> koncentratu	<b>150 ml</b> koncentratu
<b>8 litrów</b> wody	<b>40 ml</b> koncentratu	<b>160 ml</b> koncentratu	<b>160 ml</b> koncentratu	<b>240 ml</b> koncentratu
<b>10 litrów</b> wody	<b>50 ml</b> koncentratu	<b>200 ml</b> koncentratu	<b>200 ml</b> koncentratu	<b>300 ml</b> koncentratu

**UWAGA: pompka do kanistra Taski Sprint Degerm dozuje 30 ml płynu (jedna doza).**